

Neu: Prodigy Version 4.2.0

Prodigi Connect 12 und Reveal 16i



Was ist neu?

Die neuen Features im Überblick:

- **Proxy Verbindung**
Sie können jetzt eine Proxy-Server-Verbindung mit Prodigy einrichten.



<https://www.youtube.com/watch?v=2S8S7UHn13k&feature=youtu.be>

- **Galerie Verwaltung**
Die Galerie ist jetzt noch leistungstärker und flexibler. Damit können Sie Ihre Fotos jetzt noch einfacher verwalten!



<https://www.youtube.com/watch?v=V7vZwJw20Tw&feature=youtu.be>

Die neuen Features im Überblick:

- Neues schnelles Einstellungen-Menü
- Unterstützung für Kleinbuchstaben im Bilddateinamen
- Möglichkeit, die erste Seite eines Dokumentes neu zu nummerieren
- Zur Seitenfunktion in einem Dokument wechseln
- Möglichkeit, bis zu vier Ebenen von Unterordnern zu erstellen

- Neue Notizkategorie. Machen Sie sich schnell Notizen und ordnen Sie diese in der Kategorie Notizen
- Möglichkeit, Bilder aus dem „Distanz“-Ordner in einen beliebigen anderen Ordner im Stammverzeichnis der Galerie zu verschieben

- **Distanzmodus**

Im Distanzmodus wird das Distanzbild jetzt als **Vollbild** dargestellt.



<https://www.youtube.com/watch?v=9IukQ5czodc&feature=youtu.be>

- **Weitere**

- Bücher-Anwendung Bugfixing
- Sperren des Wechsels in Android, nützlich für Schüler-Prüfungen
- Standardmäßige Deaktivierung der Sprachausgabe, für mehr und länger Lesen
-


Haben Sie Fragen?

**Sie erreichen unseren technischen Service
montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr
unter**

Telefon: +49 (0) 39361-967-17

oder

E-Mail: hotline@visuSolution.com



Because
your
vision
matters